



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic

SKU RM-HSR-FO-1

\$189 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic	127 × 62 mm ブレード、ライト束、吸引・洗浄チャンネル内蔵 — 1
1	ユニバーサルライトケーブルフィッティング	標準的な手術室用光ファイバーケーブルに接続可能 — 1
1	保護スリーブ / ボックス	標準輸送用パッケージ — 1

製品詳細

Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Opticは、深部術野において広範囲かつ非侵襲的な臓器圧排を実現すると同時に、直接的な光学照明と能動的な排液管理を可能にする最高級の照明付手術器械です。スイートハートブレードに沿って高透過率の光ファイバーチャンネルと連続吸引・洗浄チャンネルを統合することで、死角をなくし、術野に溜まる液体を同時に排出します。

広範な開腹・骨盤内解剖において術野の視認性を最大化するよう設計されており、このHarrington Splanchnic Retractor With Fiber Opticの構成は、長さ127 mm × 幅62 mm（\$189）の標準化されたブレード寸法を採用しています。滑らかなハート型の遠位パッドは、肝臓、脾臓、腸管などの脆弱な組織を局所的な圧迫から保護します。内蔵された吸引・洗浄チューブシステムは血液や電気メスの煙（ブルーム）を即座に除去し、ユニバーサルライトコネクタは標準的な病院用ライトケーブル（Storz、Olympus、Wolf、ACMI）に適合します。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）と高透過率の光学ガラスファイバーを使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げで製作されています。Retractor Makerは、厳格な臨床基準に基づきHarrington Splanchnic Retractor With Fiber Opticを製造しており、世界中の一般外科、泌尿器科、産婦人科センター向けに、高い耐久性、光透過性、および完全なオートクレーブ対応を実現しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest