



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retraktor

SKU RM-BFLR-1

\$79 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retraktor	8" (20.3 cm) Länge, 5,2 cm fenstriertes Blatt	\$79
Schutzhülle / Box	Einzeltransportverpackung	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retraktor ist ein international anerkanntes Instrument für die ästhetische Chirurgie, das für eine breite, atraumatische Weichteilretraktion bei Gesichtsverjüngungsverfahren entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem 5,2 cm breiten Blatt, verteilt dieses Instrument die Retraktionskraft gleichmäßig auf Haut- und SMAS-Lappen und verhindert so Gewebedellen, Ischämien oder Risse an den Wundrändern bei umfangreichen Unterminierungen.

Dieses Modell des Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retraktors wurde für eine überlegene operative Ergonomie entwickelt und weist eine Gesamtlänge von 8 Zoll (20.3 cm) auf. Sein Blatt verfügt über eine spezialisierte fenstrierte Architektur, die das Gesamtgewicht reduziert und es dem Chirurgen ermöglicht, die darunter liegenden Gewebeebenen durch den Blattkörper hindurch zu visualisieren. Eine sanft konturierte distale Lippe hakt sich sicher unter den Hautlappen ein, bietet einen stetigen Gegenzug und minimiert die Ermüdung der Assistentenhand bei langwierigen Dissektionen.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem entspiegelten Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retraktor nach strengen klinischen Toleranzen. Dies gewährleistet hohe Korrosionsbeständigkeit, komfortable Handhabung und vollständige Autoklavierbarkeit für Zentren der plastischen und ästhetischen Chirurgie.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest