



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Greenberg Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Greenberg Retractor

SKU RM-GR-1

\$3,999 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	プライマリーバー	6" (15 cm) — リジッドスカルクランプのポストに直接装着
4	フローティングセカンダリーバー	12" (30 cm) — 開頭部位周囲の外周サポートを拡張
4	ロングフレックスアーム	9.5" (24 cm) — ブレードの位置決めのための多関節摩擦アーム
2	ハンドレスト	10" (25 cm) — 前腕を物理的に支え、術者の疲労を軽減
1	テーパードブレード	¼" ~ ¾" (6 mm ~ 19 mm) — 広範な皮質牽引用の超幅広ブレード
1	テーパードブレード	5/32" ~ ⅝" (4 mm ~ 16 mm) — 脳葉および側頭下アプローチ用の中幅ブレード
1	テーパードブレード	⅛" ~ ½" (3 mm ~ 12.5 mm) — 深部の大脳半球間経路用の標準ブレード
1	テーパードブレード	3/32" ~ ⅜" (2.4 mm ~ 9 mm) — 狭い頭蓋底経路用の微細テーパーブレード
1	テーパードブレード	1/16" ~ ¼" (1.5 mm ~ 6 mm) — 繊細な神経・血管牽引用のマイクロブレード
1	アルミ製パティールトレイ	3" × 6¾" (7.5 cm × 16.8 cm) — ニューロパティールを整理するためにフレームに装着
1	滅菌トレイ	17" × 10" × 2½" (43 cm × 25 cm × 6.3 cm) — 堅牢な穿孔整理用トレイ

製品詳細

Greenberg Retractorは、深部頭蓋内手術において比類のないモジュール式術野展開とハンズフリーの安定性を提供する、世界的に認められた脳神経外科用レトラクターシステムです。スカルクランプのポストに堅牢に固定することで、開頭縁の周囲にカスタマイズ可能な3D作業外周を構築します。

顕微鏡下手術の精度を最大化するよう設計されたこのRetractor Maker製Greenberg Retractorフルシステムには、6-inchプライマリーバー2本、12-inchフローティングセカンダリーバー4本、9.5-inchアーティキュレーティング・フレックスアーム4本、および術者の前腕を安定させるための10-inch人間工学ハンドレスト2つが含まれています。さらに、5枚の両頭式可塑性テーパードブレード（1.5 mmのマイクロブレードから19 mmの広範な皮質用ブレードまで）と、フレーム装着型のアルミ製パティエー用トレイが付属しています。

非磁性のサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に反射防止サテン仕上げを施しており、17" × 10" × 2½"の専用穿孔滅菌トレイに収納された未滅菌・オートクレーブ対応の状態を提供されます。複雑な頭蓋手術において確かな信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest