



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système d'écarteur IMA Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Système d'écarteur IMA Bookwalter

SKU RM-BIRS-1

\$1,499 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Barre d'extension verticale	12" (30 cm)
1	Raccord de montant	Standard
1	Barre horizontale	Standard
2	Mécanisme à crémaillère IMA	Micro Twist (<1 mm)
1	Barre transversale IMA	12" (30 cm)
2	Valves d'écarteur IMA	Profil IMA standard
1	Boîte de stérilisation	Étui de protection

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système d'écarteur IMA Bookwalter est un système d'écarteur fixé à la table conçu pour assurer une élévation douce et contrôlée de la paroi thoracique pendant les procédures de prélèvement de l'artère mammaire interne (IMA). Le système d'écarteur IMA Bookwalter est assemblé à partir d'une barre d'extension verticale de 12" (30 cm), d'un raccord de montant et d'une barre horizontale, qui créent ensemble un cadre de support stable fixé à la table d'opération.

Une barre transversale IMA de 12" (30 cm) enjambe la zone de travail et porte deux mécanismes à crémaillère IMA avec réglage micro twist de moins de 1 mm par incrément. Comme chaque crémaillère est réglée indépendamment, les deux valves d'écarteur IMA incluses peuvent être relevées ou abaissées séparément pour obtenir le degré d'élévation de la paroi thoracique requis de chaque côté.

Tous les composants sont fabriqués en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique).
Le système est réutilisable et entièrement autoclavable.

Le système d'écarteur IMA Bookwalter est fourni non stérile et doit être nettoyé et stérilisé selon les procédures validées de l'établissement de santé avant utilisation. Retractor Maker fabrique le système à Sialkot, au Pakistan, et le fournit directement aux hôpitaux, aux chirurgiens et aux distributeurs.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest