



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Lâmina Central para Afastador Henly

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lâmina Central para Afastador Henly

SKU RM-HRCB-1

\$48 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
19 mm comprimento × 15 mm largura — Haste de montagem Henly padrão	RM-HRCB-1-1	\$48
25 mm long × 15 mm wide — Encaixe de haste Henly padrão	RM-HRCB-1-2	\$50
32 mm de comprimento × 15 mm de largura — Encaixe de haste Henly padrão	RM-HRCB-1-3	\$52
76 mm long × 15 mm wide — Haste de montagem Henly padrão	RM-HRCB-1-4	\$54

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Lâmina Central para Afastador Henly é um componente cirúrgico modular especializado, projetado especificamente para fornecer retração segura e não traumática da parede central quando montado em um quadro de afastador autoestático Henly compatível. Desenvolvida para exposição vascular profunda e de tecidos moles, esta lâmina transforma a abertura lateral padrão em um corredor operatório estável de três vias, protegendo estruturas críticas contra lesões acidentais.

Construída para total adaptabilidade processual, esta Lâmina Central para Afastador Henly possui uma haste de montagem padronizada que trava firmemente na barra transversal do conjunto do afastador. Os cirurgiões podem selecionar entre quatro dimensões distintas: 19 mm de comprimento × 15 mm de largura (\$48), 25 mm de comprimento × 15 mm de largura (\$50), 32 mm de comprimento × 15 mm de largura (\$52) e um perfil estendido de 76 mm de comprimento × 15 mm de largura (\$54) para corredores femorais profundos e retroperitoneais. Sua borda curva acomoda as margens do tecido com segurança, sem causar pontos de pressão isquêmica.

Forjada em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz a Lâmina Central para Afastador Henly para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo rigidez estrutural inabalável, alta resistência à corrosão e total confiabilidade clínica para salas de cirurgia vascular, geral e ortopédica em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)