



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Boley Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Boley Wundhaken

SKU RM-BR-16-1

\$85 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Boley Wundhaken	16 cm Gesamtlänge, doppelendige Blätter	\$85
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$85

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Boley Wundhaken ist ein anpassungsfähiger doppelendiger chirurgischer Retraktor, der für eine stabile, atraumatische Gewebeverdrängung in verschiedenen operativen Disziplinen konzipiert wurde. Durch die unterschiedlichen Blattgeometrien an den gegenüberliegenden Arbeitsenden erweitert dieses Instrument die chirurgische Vielseitigkeit, da Assistenten sich sofort an wechselnde Inzisionstiefen anpassen können, ohne das Instrument wechseln zu müssen.

Dieses Standardmodell des Boley Wundhakens wurde für eine optimale Prozesskontrolle entwickelt und weist eine Gesamtlänge von 16 cm (\$85) auf. Seine doppelendige Architektur umfasst ein flaches, rechtwinkliges Blatt an einem Ende für die oberflächliche Wundretraktion und ein tieferes, leicht gebogenes Blatt am gegenüberliegenden Ende zur Sicherung von Muskel- und Faszien-schichten. Der ergonomisch ausbalancierte zentrale Griff bietet einen komfortablen, rutschfesten Halt bei längeren chirurgischen Eingriffen.

Hergestellt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien, satinierten Oberfläche, fertigt Retractor Maker den Boley Wundhaken nach strengen klinischen Standards. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, exzellente mechanische Festigkeit und volle Autoklavierbarkeit für Operationssäle weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest