



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Femoral Anterior de Cóndilos

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Separador Femoral Anterior de Cóndilos

SKU RM-AFCR-1

\$99 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Femoral Anterior de Cóndilos	Longitud de 5" (12.7 cm), hoja fenestrada dentada de 45 mm	\$99
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Femoral Anterior de Cóndilos es un separador quirúrgico ortopédico de precisión diseñado específicamente para proporcionar una exposición anterior óptima del fémur distal durante la artroplastia de rodilla primaria y de revisión. Al anclarse firmemente contra la corteza anterior, este instrumento desplaza el tejido muscular del cuádriceps y el mecanismo extensor sin ejercer una tensión excesiva sobre los ligamentos circundantes.

Diseñado para una ergonomía intraoperatoria superior, esta configuración del Separador Femoral Anterior de Cóndilos presenta una longitud total de 5 pulgadas (12.7 cm) y un extremo de trabajo de 45 mm de ancho. La hoja incorpora una geometría angulada y fenestrada que reduce el peso total del instrumento para minimizar la fatiga manual del asistente durante reconstrucciones articulares prolongadas. Las estriaciones transversales distintivas en la punta de la hoja proporcionan una tracción tisular mejorada, evitando que el separador se deslice del cóndilo femoral óseo bajo contratensión.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado sin reflejos, Retractor Maker produce el Separador Femoral Anterior de Cóndilos para soportar un alto apalancamiento mecánico y ciclos repetitivos de autoclave de vapor hospitalario, brindando a los equipos de reconstrucción articular durabilidad y rendimiento confiables.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest