



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Redundant Wall Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Redundant Wall Retractor

SKU RM-RWR-18-1

\$89 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
中サイズ — 18 cm, 5.7×2.2 cm blade	RM-RWR-18-1-1	\$89
大 — 18 cm, 7.0×2.2 cm 弁	RM-RWR-18-1-2	\$99
LLサイズ — 18 cm, 10.8×3.0 cm blade	RM-RWR-18-1-3	\$109

製品詳細

Redundant Wall Retractorは、余分な側方膣組織のひだが術野に脱垂するのを防ぐために特別に設計された、婦人科および泌尿婦人科において不可欠な手術用レトラクターです。細長く湾曲したブレード設計により、術者は側方膣壁をきれいに支持・牽引することができ、複雑な膣式手術において子宮頸部および円蓋部への遮るもののない視界を確保します。

衛生的な作業面を促進する専用のプロファイルで構築されたこのRedundant Wall Retractorは、全長18 cmの構成となっています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造され、容量の異なる膣に対応できるよう、作業ブレードの幅は2 cm、長さは9 cmから12.5 cmの範囲で設計されています。滑らかで高度に研磨された仕上げは粘膜の摩擦を最小限に抑え、人間工学に基づいたフラットハンドルは、長時間の骨盤底再建術においても助手に安定した手動のレバレッジを提供します。

把持面には反射防止のサテンマット仕上げが施されており、Retractor Makerは繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう Redundant Wall Retractorを製造しています。世界中の産婦人科および泌尿婦人科の外科センターに、優れた耐久性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest