



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Green Thyroid Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Green Thyroid Retractor

SKU RM-GTR-223-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Green Thyroid Retractor	22.3 cm toplam uzunluk, kavisli açık tel halka uç, halka sap — 1	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1	\$44

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Green Thyroid Retractor, tiroid ve paratiroid prosedürleri sırasında atravmatik yumuşak doku deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış klasik bir endokrin ve genel cerrahi ekartördür. Açık pencereci tel halka uç tasarımıyla bu alet, cerrahi ekiplerin doku ezilmesine veya fokal kas iskemisine yol açmadan sternohyoid, sternothyroid ve omohyoid kaslarını tiroid bezinden nazikçe uzaklaştırmasına olanak tanır.

Hedeplenmiş tiroid cerrahisi için optimize edilen bu Green Thyroid Retractor konfigürasyonu, 22.3 cm (\$44) toplam uzunluğa sahiptir. Çalışma ucu, geniş yüzey teması sağlarken ışığın ve cerrahi görüşün doğrudan pencereden geçmesine izin veren tam kavisli, açık tel halka profilini içerir. Ergonomik parmak halkalı sap, kullanıcı el yorgunluğunu azaltır ve hassas rekürren laryngeal sinir diseksiyonları boyunca kaymaz denge sağlayarak olağanüstü manuel kaldırma gücü sunar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten hassas bir şekilde üretilen Retractor Maker, Green Thyroid Retractor modelini sıkı klinik standartlara göre imal eder. Dünya çapındaki hastane ameliyathaneleri ve endokrin cerrahi merkezleri için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest