



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Denis-Browne

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur de Denis-Browne

SKU RM-DBR-SET-1

\$499 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de base circulaire autostatique	Châssis de 175 mm × 150 mm permettant une visibilité multidirectionnelle
2 (1 paire)	Valves interchangeables pour tissus superficiels	Extrémités courbes de 40 mm × 30 mm idéales pour les couches délicates
2 (1 paire)	Valves interchangeables pour tissus profonds	Extrémités courbes de 40 mm × 40 mm optimisées pour les tissus volumineux
4	Verrous à broche interchangeables à glissement rapide	Mécanisme d'ancrage coulissant avec verrouillage pour réduire la fatigue des doigts
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Denis-Browne est un système d'écarteur chirurgical autostatique de renommée internationale, conçu spécifiquement pour fournir un déplacement radial étendu à 360 degrés des tissus mous et des berges de l'incision lors d'interventions pédiatriques, abdominales et pelviennes. Conçu avec un cadre en anneau périmétrique, cet instrument permet aux chirurgiens de positionner plusieurs valves interchangeables selon n'importe quel vecteur le long de l'incision, éliminant ainsi la fatigue manuelle de l'assistant tout en préservant un couloir visuel statique et ouvert.

Construit selon des spécifications cliniques rigoureuses, cet ensemble complet d'écarteur de Denis-Browne (\$499) comprend un cadre de base circulaire autostatique avec une structure en anneau de 175 mm × 150 mm qui assure une visibilité omnidirectionnelle sur les champs opératoires profonds. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le système inclut un assortiment de

valves intégrées contenant deux valves pour tissus superficiels interchangeables (extrémités courbes de 40 mm × 30 mm idéales pour les couches délicates) et deux valves pour tissus profonds interchangeables (extrémités courbes de 40 mm × 40 mm optimisées pour les tissus volumineux). Quatre verrous à broche interchangeables à glissement rapide fixent instantanément les valves pour réduire la fatigue des doigts et accélérer les ajustements peropératoires.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Denis-Browne pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs de chirurgie pédiatrique, aux salles d'opération d'urologie et aux centres de laparotomie générale du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une compatibilité totale avec la stérilisation à la vapeur.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest