



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Jackson Trakeal Retraktör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Jackson Trakeal Retraktör

SKU RM-JTR-14-1

\$29 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Jackson Trakeal Retraktör	14 cm toplam uzunluk, 8.0 mm açılı keskin uç, düz sap	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$29

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Jackson Trakeal Retraktör, hem acil hem de elektif trakeostomi prosedürleri sırasında trakeal kıkırdakların güvenli, kaymaz elevasyonunu ve stabilizasyonunu sağlamak için özel olarak tasarlanmış klasik bir havayolu cerrahi aletidir. Açılı keskin kanca ucuyla tasarlanan bu alet, cerrahların üzerindeki pretrakeal fasya ve tiroid istmus dokularını ekarte ederken krikoid veya trakeal halkaları temiz bir şekilde tutmasına ve kaldırmasına olanak tanır.

Odaklanmış ve sınırlı cerrahi alanlar için üretilen bu Jackson Trakeal Retraktör konfigürasyonu, 14 cm (\$29) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Distal çalışma ucu, kritik havayolu insizyonu ve kanül yerleştirme sırasında kazara alet yer değiştirmesini önlemek için fibröz perikondriyumu güvenli bir şekilde ısıracak şekilde özel olarak tasarlanmış 8.0 mm açılı, keskin uçlu bir uçla donatılmıştır. Ergonomik düz yüzeyli sap çerçevesi, cerrahi asistanlara müdahale boyunca sabit, kaymaz manuel kavrama kontrolü sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülmüş Retractor Maker, Jackson Trakeal Retraktör'ü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki KBB, travma ve yoğun bakım ameliyathanelerine olağanüstü korozyon direnci, yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest