



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Zubehör-Set für kleine Inzisionen

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Zubehör-Set für kleine Inzisionen

SKU RM-SIAS-1

\$449 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Gelpi-Hakenblatt	Standard-Feinprofil
1	Kelly-Valve	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
1	Kelly-Valve	1" × 2½" (2.5 × 6.3 cm)
1	Kleiner runder Vollring	8.5" (21.3 cm) Innendurchmesser (ID)
1	Sterilisationscontainer	Spezieller Aufbewahrungs-Organizer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Zubehör-Set für kleine Inzisionen ist ein Erweiterungsset für OP-Teams, die bereits über ein Bookwalter General Surgery Retractor System verfügen und bei Eingriffen mit minimalem Zugang arbeiten. Es handelt sich nicht um ein eigenständiges System – es ist voll kompatibel mit Bookwalter General Surgery Retractor Systemen und Standardkomponenten im Bookwalter-Stil.

Das Kit enthält ein Gelpi-Hakenblatt mit Standard-Feinprofil für präzise, schmale Retraktion sowie Kelly-Valven in 1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm) und 1" × 2½" (2.5 × 6.3 cm) für flache Wundspaltung in zwei Tiefen. Ein kleiner runder Vollring mit 8.5" (21.3 cm) Innendurchmesser bietet einen kompakten Rahmen, der das Instrumentarium von einer kleinen Inzision fernhält.

Alle Komponenten sind aus nicht-magnetischem, chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigt und werden in einem speziellen Sterilisationscontainer geliefert. Das Zubehör-Set für kleine Inzisionen wird unsteril geliefert, ist wiederverwendbar, voll autoklavierbar und muss vor der Verwendung gemäß den validierten Verfahren Ihrer Einrichtung gereinigt und sterilisiert werden.

Retractor Maker fertigt und liefert das Set direkt aus Sialkot, Pakistan. Das Zubehör-Set für kleine Inzisionen wird direkt von Retractor Maker hergestellt, geprüft und geliefert.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest