



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Стерильный ретрактор I.M.A French Pattern

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Стерильный ретрактор I.M.A French Pattern

SKU RM-FPIMASR-429-1

\$429 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Основная направляющая рама	Боковое шасси, предназначенное для направления и разведения торакальных структур
1	Широкая стерильная лопатка	Гладкая плоская лопатка 100 mm × 20 mm для распределения нагрузки на грудину
2	Асимметричные когтевидные лопатки	Двойные изогнутые тяговые крюки глубиной 28 mm или 32 mm
3	Специальные винтовые замки	Независимые фиксирующие механизмы для удержания каждой лопатки
2	Эргономичные бранши	Облегченные обтекаемые рычаги с гладким внешним периметром
1	Защитный бокс / упаковка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Стерильный ретрактор I.M.A French Pattern — это премиальная кардиоторакальная система, разработанная специально для обеспечения односторонней элевации грудины и расширенного оперативного доступа при заборе внутренней грудной артерии (IMA / LIMA) во время аортокоронарного шунтирования. Благодаря конструкции шасси с асимметричными сменными лопатками, этот инструмент позволяет хирургу приподнимать один край грудины, одновременно создавая стабилизирующую контр-тракцию на противоположной стороне, что формирует четкий визуальный коридор вдоль ложа внутренних грудных сосудов.

Полный комплект ретрактора I.M.A French Pattern (\$429), изготовленный в соответствии с клиническими стандартами, включает в себя усиленную основную направляющую раму с эргономичными рычагами, имеющими гладкие внешние края. Инструмент изготовлен вручную из немецкой нержавеющей стали операционного класса; основная широкая стерильная лопатка имеет размер 100 mm x 20 mm (ширина 20 mm x длина 100 mm) для равномерного распределения подъемной силы. Система включает две асимметричные когтевидные лопатки с модульной глубиной 28 mm или 32 mm, каждая из которых надежно фиксируется специальными винтовыми замками для обеспечения абсолютной стабильности.

Retractor Maker выпускает ретрактор I.M.A French Pattern с антибликовым сатиновым покрытием, что позволяет выдерживать многократные циклы автоклавирования. Это обеспечивает кардиохирургические центры и торакальные операционные по всему миру исключительной механической надежностью, коррозионной стойкостью и долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest