



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Gruber Rhinoplasty Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Gruber Rhinoplasty Retractor

SKU RM-GRR-NOSE-1

\$89 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Gruber Rhinoplasty Retractor	10 mm breites Doppelhaken-Layout, Flachgriff — 1	\$89
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung — 1	\$89

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Gruber Rhinoplasty Retractor ist ein spezialisiertes handgeführtes Instrument für die Rhinoplastik und die plastische Gesichtschirurgie, das speziell für eine sichere, rutschfeste Deflektion empfindlicher Nasengewebe entwickelt wurde. Dieser Retractor dient zur Mobilisierung des Nasenhautmantels und der unteren Lateralknorpel und ermöglicht Chirurgen eine klare operative Sicht auf das kaudale Septum und das Nasenspitzengerüst.

Optimiert für die Gewebeschonung, verfügt diese Konfiguration des Gruber Rhinoplasty Retractor über ein spezielles 10 mm breites Doppelhaken-Layout (\$89). Die Spitzenkonfiguration umfasst ergonomisch gestaltete Doppelhaken, die darauf optimiert sind, Nasenhautlappen mühelos zu greifen, ohne punktuelle Perforationen oder vaskuläre Beeinträchtigungen zu verursachen. Sein schlanker, ausbalancierter Griff bietet dem Operateur eine feine taktile Sensibilität und eine ermüdungsfreie Hebelwirkung während komplexer Nasenmodellierungen.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien, satinierten Mattfinish, stellt Retractor Maker den Gruber Rhinoplasty Retractor nach strengen klinischen Standards her. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Stabilität und vollständige Autoklavierbarkeit für Kliniken der Kosmetik-, HNO- und plastischen Gesichtschirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest