



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Feridas Heiss

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Feridas Heiss

SKU RM-HWR-1

\$94 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
5×5 Dentes — 10×10 mm ou 15×10 mm (Pontiagudo / Rombo)	RM-HWR-1-1	\$94
6×6 Prongs Pattern — 10×10 mm ou 15×10 mm (Pontas agudas / Rombas)	RM-HWR-1-2	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Feridas Heiss é um afastador cirúrgico essencial para pequenas intervenções, projetado especificamente para fornecer separação confiável de bordas de feridas e exposição estável de tecidos durante intervenções cirúrgicas superficiais. Ao ancorar margens teciduais opostas com lâminas multidestacadas finamente calibradas, este instrumento libera os assistentes cirúrgicos enquanto mantém um campo visual estático e claro em locais operatórios delicados.

Projetado para acesso microanatômico, o Afastador de Feridas Heiss mantém uma estrutura compacta de 10.8 cm de comprimento, oferecendo ampla personalização no momento da compra. Os cirurgiões podem configurar o afastador com um padrão de 5×5 dentes (\$94) ou um padrão denso de 6×6 dentes (\$99), selecionável com pontas agudas para fixação firme em tecido fibroso ou pontas rombas para evitar trauma em tecidos moles localizados. Disponível em profundidades de trabalho de 10.0 mm × 10.0 mm e 15.0 mm × 10.0 mm, seu parafuso de precisão mecânico permite a abertura suave e microincremental dos braços, que permanece travada sob contração sem deslizamentos acidentais.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Feridas Heiss para suportar repetidos ciclos de autoclavagem hospitalar, proporcionando precisão clínica duradoura para clínicas de cirurgia plástica, de mão e geral.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest