



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

ボリー開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



ボリー開創器

SKU RM-BR-16-1

\$85 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
ボリー開創器	全長 16 cm、双頭ブレード	\$85
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$85

製品詳細

ボリー開創器は、多様な手術領域において安定した非侵襲的な組織変位を実現するために設計された、適応性の高い双頭式手動開創器です。対極する作業端に異なるブレード形状を採用することで、アシスタントが器具を持ち替えることなく切開深度の変化に即座に対応できるよう、手術の汎用性を拡張しています。

最適な術中コントロールを実現するために構築されたこの標準的なボリー開創器モデルは、全長 16 cm (\$85) です。その双頭構造は、一端に浅い創傷牽引のための浅い直角ブレードを、もう一端に筋肉層や筋膜層を固定するための深くわずかに湾曲したブレードを備えています。人間工学に基づいてバランス調整された中央ハンドルは、長時間の術中操作においても快適で滑りにくいグリップを提供します。

反射を抑えたサテンマット仕上げの医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されており、Retractor Maker は厳格な臨床基準に従ってボリー開創器を製造しています。高い耐食性、優れた機械的強度を備え、世界中の病院の手術室で完全なオートクレーブ耐久性を発揮します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest