



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Roux Retractor - Çift Uçlu

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Roux Retractor - Çift Uçlu

SKU RM-RRDE-14-1

\$54 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Küçük Bıçak — 19 mm genişlik × 25 mm uzunluk	RM-RRDE-14-1-1	\$54
Orta Boy Bıçak — 22 mm wide × 41 mm long	RM-RRDE-14-1-2	\$59
Büyük Bıçak — 25 mm genişlik × 41 mm uzunluk	RM-RRDE-14-1-3	\$64
Üçlü Set Yükseltme — Küçük, Orta ve Büyük Kombine	RM-RRDE-14-1-4	\$94

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Roux Retractor - Çift Uçlu, genel cerrahi, ortopedi ve plastik cerrahi prosedürleri sırasında güvenilir, travmatik olmayan yumuşak doku yer değiştirmesi ve yara kenarı ekarte edilmesi için özel olarak tasarlanmış çok yönlü, manuel bir cerrahi ekartördür. Anatomik C-kavisli çift uçlu bıçak mimarisi ile tasarlanan bu alet, cerrahi ekiplerin alet değiştirmeden yüzeysel deri flebi elevasyonu ile daha derin kas retraksiyonu arasında zahmetsizce geçiş yapmasına olanak tanır.

Paslanmaya karşı ömür boyu garanti sunarken sık otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen Roux Retractor - Çift Uçlu serisi, üç farklı uzunlukta sunulmaktadır: 14 cm (\$54), 15 cm (\$59) ve 17 cm (\$64). Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, 20 mm ile 36 mm arasında çene derinliği ve 15 mm ile 20 mm arasında çene genişliği aralığına sahiptir. Cerrahlar münferit boyutları (Small 19 × 25 mm, Medium 22 × 41 mm veya Large 25 × 41 mm) sipariş edebilir veya maksimum ameliyathane esnekliği için her üç modeli birleştiren kapsamlı üçlü sete (\$94) yükseltebilirler.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Roux Retractor - Çift Uçlu aletini sürekli karşı çekiş altında olağanüstü mekanik stabiliteyi koruyacak şekilde üretir; dünya çapındaki hastane ameliyathaneleri ve travma merkezleri için güvenilir korozyon direnci, yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest