



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Blount Knie-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Blount Knie-Retraktor

SKU RM-BKR-1

\$64 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
6 7/8" (17.5 cm)	RM-BKR-1-1	\$64
7" (17.8 cm)	RM-BKR-1-2	\$69
10 1/4" (26.0 cm)	RM-BKR-1-3	\$74
10 3/8" (26.4 cm)	RM-BKR-1-4	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Blount Knie-Retraktor ist ein unverzichtbares orthopädisch-chirurgisches Instrument, das speziell für eine zuverlässige Hebelwirkung und Weichteileexposition um die Femurkondylen und das Tibiaplateau während der totalen Knieendoprothetik entwickelt wurde. Mit einer anatomischen Spitze, die über die Knochenränder greift, ermöglicht dieses Instrument dem OP-Team das Zurückhalten der Patellasehne, der Kollateralbänder und der Kapsel ohne Gewebequetschung.

Die Blount Knie-Retraktor-Serie wurde für variable anatomische Tiefen entwickelt und bietet wählbare Längenkonfigurationen, darunter 6 7/8" (\$64), 7" (\$69), 10 1/4" (\$74) und 10 3/8" (\$79), wobei die Standardproduktionslinien ein 6 3/8" Strukturprofil abdecken. Chirurgen können das Arbeitsende entweder mit einem schmalen kurzen Blatt (Modellvariante 14093) für den lokalen Zugang oder einem breiten Blatt (Modellvariante 14094) für eine großflächige Gewebeverdrängung konfigurieren. Sein konturierter Griff bietet eine hervorragende Kontrolle der Gegenzugkraft und hält die Hände der Assistenz fern von Knochensägen.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Blount Knie-Retraktor so, dass er hohen mechanischen Hebelkräften und repetitiven Autoklavierzyklen standhält und Teams in der Endoprothetik eine

unnachgiebige klinische Haltbarkeit bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest