



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Curtin Cilt ve Doku Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Curtin Cilt ve Doku Ekartörü

SKU RM-CSTR-SKIN-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Curtin Cilt ve Doku Ekartörü	14 cm toplam uzunluk, 15.0 mm geniş kafa, 6 keskin diş	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Curtin Cilt ve Doku Ekartörü, özellikle sıkı, kaymayan cilt flebi elevasyonu ve subkutan doku maruziyeti sağlamak için tasarlanmış özel bir el tipi dermatolojik ve plastik cerrahi ekartördür. Geniş, çok dişli tırmık başlığı ile tasarlanan bu alet, cerrahların hassas kutanöz kenarları yırtmadan geniş dermal tabakalar boyunca üniform manuel karşı çekiş uygulamasına olanak tanır.

Yüzeysel operasyon alanlarında sabit manuel kaldırma gücü için üretilen bu Curtin Cilt ve Doku Ekartörü konfigürasyonu, 14 cm (\$49) toplam uzunluğa ve 15.0 mm genişliğinde bir çalışma ucuna sahiptir. Çalışma ucu, hassas doku tutuşu sağlamak üzere yapılandırılmış 6 keskin dişle donatılmıştır ve keskin diseksiyon sırasında doku kaymasını önlemek için mekanik gerilimi eşit olarak dağıtır. Düşük profilli ergonomik sap, uzun süreli estetik prosedürler sırasında asistanlar için dengeli ve yorulmayan bir tutuş sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Curtin Cilt ve Doku Ekartörü'nü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretir; plastik, rekonstrüktif ve dermatolojik cerrahi ekiplerine yüksek korozyon direnci, sarsılmaz hassasiyet ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest