



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Крючок хирургический (Hook Retractor)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Крючок хирургический (Hook Retractor)

SKU RM-HKR-165-1

\$14 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
1 Prong (Single Hook) — Острые или тупые зубцы	RM-HKR-165-1-1	\$14
2 зубца — острые или тупые кончики	RM-HKR-165-1-2	\$16
3 зубца — острые или тупые кончики	RM-HKR-165-1-3	\$18
4 зубца — Острые или тупые кончики	RM-HKR-165-1-4	\$20

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hook Retractor — это базовый ручной хирургический ретрактор, разработанный специально для точного, нескользящего поднятия кожных лоскутов и экспозиции краев поверхностных ран в общей, пластической и реконструктивной хирургии. Изогнутая форма зубцов позволяет хирургам надежно захватывать кожные и подкожные слои, не раздавливая хрупкие края тканей.

Созданный для полной адаптации к процедурам, этот Hook Retractor имеет единую общую длину 16.5 см, что обеспечивает сбалансированный ручной контроль и отличную тактильную обратную связь. Инструмент доступен в четырех вариантах исполнения: 1 зубец (Single Prong, \$14), 2 зубца (\$16), 3 зубца (\$18) и 4 зубца (\$20). Хирурги могут выбрать острые кончики для надежной фиксации в дерме или тупые кончики для минимизации травматизации чувствительных мягких тканей и сосудов. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает неустойчивую работу ассистента.

Изготовленный из медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатиновым покрытием, Hook Retractor от Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, обладает высокой коррозионной стойкостью и долговечностью при автоклавировании, что делает его идеальным для

операционных и амбулаторных клиник по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest