



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Cloward-Style Servikal Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cloward-Style Servikal Ekartör

SKU RM-CSCR-17-1

\$75 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Cloward-Style Servikal Ekartör Gövdesi	17 cm toplam uzunluk, menteşeli kollar, cırcır kilidi	\$75
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$75

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Cloward-Style Servikal Ekartör, anterior servikal omurga prosedürleri sırasında sabit ve eller serbest yumuşak doku deplasmanı sağlamak üzere tasarlanmış temel bir kendinden tutmalı cerrahi ekartör gövdesidir. Artiküle mafsallı mimari ile üretilen bu çerçeve, hastaya özel boyun hatlarına dinamik olarak uyum sağlayarak retraksiyon kuvvetlerini eşit şekilde dağıtır ve hassas trakeoözofageal dokuları korur.

Manuel asistan yorgunluğunu ortadan kaldırmak için tasarlanan bu 17 cm Cloward-Style Servikal Ekartör şasisi, değiştirilebilir servikal bıçakları kabul etmek üzere tasarlanmış menteşeli bir gövdeye (\$75) sahiptir. Parmak halkalı tutamak, hedeflenen doku gerginliğini otomatik ve güvenli bir şekilde tutan çok pozisyonlu mekanik bir cırcır kilidi düzeneğine sahiptir; bu da diskeotomi ve füzyon manevraları sırasında kazara kaymayı önlerken el ve bilek yorgunluğunu en aza indirir.

Yansıma önleyici saten mat kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Cloward-Style Servikal Ekartör'ü steril olmayan ve koruyucu ambalaj içinde tam otoklavlanabilir olarak sunarak, omurga cerrahlarına ve beyin cerrahisi ekiplerine güvenilir dayanıklılık, pürüzsüz cırcır hareketi ve uzun süreli klinik performans sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest