



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Crawford Aort Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Crawford Aort Ekartörü

SKU RM-CAR-VASC-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Küçük Model — 19 cm length, 15.0 mm bıçak	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
Büyük Model — 19 cm boy, 15.0 mm bıçak	RM-CAR-VASC-1-2	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Crawford Aort Ekartörü, vasküler rekonstrüksiyon sırasında aort, vena kava ve ana periferik damarların güvenli, atravmatik yer değişimini sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir kardiyovasküler cerrahi ekartördür. Büyük arter gövdelerine uyum sağlayan anatomik kavisli bıçak tasarımı, cerrahi ekiplerin hassas ve aterosklerotik damar duvarları üzerindeki kesme kuvvetlerini minimize ederken, operasyon alanına engelsiz erişim sürdürmesine olanak tanır.

Derin torasik ve abdominal sahalarda mikro hassasiyet için üretilen bu Crawford Aort Ekartörü modeli, 15.0 mm bıçak genişliği ile eşleşen 19 cm standart toplam uzunluğa sahiptir. Cerrahlar iki özel bıçak seçeneği arasından seçim yapabilir: Dar cerrahi sahalarda yüksek mikro hassasiyet gerektiren prosedürler için ideal Small Bıçak (\$44) ve daha geniş vasküler segmentleri kaldırmak için yapılandırılmış Large Bıçak (\$49). Dengeli ergonomik sap, karmaşık anastomozlar boyunca stabil ve yorulmadan manuel karşı traksiyon sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten imal edilen Retractor Maker üretimi Crawford Aort Ekartörü, tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; kardiyovasküler, torasik ve vasküler cerrahi ekiplerine yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal rijitlik ve tam klinik dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest