



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Kelly Retractor-Lamb Handle (ケリー開創器 ラム・ハンドル)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Kelly Retractor-Lamb Handle (ケリー開創器 ラム・ハンドル)

SKU RM-KLR-LH-1

\$94 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	51 mm 長 × 63 mm 幅	全長: 24 cm ・ 主な臨床的役割: 標準的な腹壁および中程度の筋肉牽引 ・ 価格 (USD): \$94.00
1	63 mm 長 × 76 mm 幅	全長: 24 cm ・ 主な臨床的役割: 深部骨盤底および開腹術の内臓変位 ・ 価格 (USD): \$94.00
1	76 mm 長 × 89 mm 幅	全長: 24 cm ・ 主な臨床的役割: 最大幅の腹壁および肥満外科の内臓露出 ・ 価格 (USD): \$94.00
1	保護スリーブ / ボックス	全長: 標準輸送用パッケージ ・ 主な臨床的役割: — ・ 価格 (USD): 含む

製品詳細

Kelly Retractor-Lamb Handleは、広範な開腹手術や骨盤内手術において、強力かつ制御された組織変位を提供するために設計された、一般外科および産婦人科向けの特殊な手術器具です。人間工学に基づいたラム型ハンドルのプロファイルにより、手術助手は最適な掌のサポートを受けながら強力な手動対抗牽引を行うことができ、深部創傷の露出中にグリップの滑りや手の疲労を防ぎます。

多様な患者の解剖学的構造に合わせて制御された組織変位を確実にするため、この Kelly Retractor-Lamb Handle は全長 24 cm (\$94) で統一されています。開創器は、51 mm 長 × 63 mm 幅、63 mm 長 × 76 mm 幅、そして広範な 76 mm 長 × 89 mm 幅の3つの選択可能なブレードサイズで提供されます。直角ブレードには滑らかで丸みを帯びた保持リップが組み込まれており、臓器の漿膜を穿刺することなく、内臓や緻密な筋層を確実に保持します。

反射を抑えたサテンマット仕上げの最高級手術グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から作られた Retractor Maker の Kelly Retractor-Lamb Handle は、強い機械的負荷や繰り返されるオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の手術室に卓越した耐久性、耐食性、および完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest