



RETRACTOR MAKER

کتیب منتج

Denis-Browne Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015


✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Denis-Browne Retractor

SKU RM-DBR-SET-1

\$499 USD

قائمة المكونات

الكمية	المكون	الأبعاد / الوصف
1	إطار قاعدة دائري ذاتي التثبيت	هيكل مقاس 175 mm x 150 mm يسمح بالرؤية في جميع الاتجاهات
2 (زوج واحد)	شفرات أنسجة ضحلة قابلة للتبديل	أطراف منحنية 40 mm x 30 mm مثالية للطبقات الرقيقة
2 (زوج واحد)	شفرات أنسجة عميقة قابلة للتبديل	أطراف منحنية 40 mm x 40 mm محسنة للأنسجة الضخمة
4	أقفال دبابيس سريعة الانزلاق قابلة للتبديل	آلية تثبيت وقفل منزقة لتقليل إجهاد الأصابع
1	صندوق / تخزين واقى	تغليف قياسي للنقل

وصف المنتج

رأى دكتور دنيس براون في عام 1950 أن الحاجة إلى رؤية واضحة أثناء إجراء جراحات البطن كانت مشكلة كبيرة. لذلك، قام بتصميم وإعادة تصميم عدة نماذج من أجهزة التنظير. في عام 1960، تم تطوير الجهاز النهائي، والذي أصبح يُعرف باسم "Denis-Browne Retractor". هذا الجهاز يسمح للجراحين بالحصول على رؤية واضحة للعمليات الجراحية في البطن، مما يقلل من وقت الجراحة ويزيد من دقة العمل.

يتم تصنيع الجهاز من الفولاذ المقاوم للصدأ (AISI 304/316) مما يجعله متيناً وقابلًا للتعقيم. يتكون الجهاز من إطار دائري قابل للتثبيت، وأربعة شفرات أنسجة قابلة للتبديل (ثنائية الطبقات الرقيقة وثنائية الطبقات العميقة)، وأربعة أقفال دبابيس سريعة الانزلاق قابلة للتبديل. هذا التصميم يسمح للجراحين بتعديل الجهاز لتناسب حجم المريض ونوع العملية الجراحية. كما أن الجهاز سهل الاستخدام ولا يتطلب مهارات جراحية متقدمة.

تم تصنيع Denis-Browne Retractor بلمسة نهائية ساتانية غير لامعة مضادة للانعكاس بواسطة Retractor Maker لتتحمل دورات عيجه في بيئة معملية. هذا الجهاز هو الحل الأمثل للجراحين الذين يحتاجون إلى رؤية واضحة أثناء إجراء جراحات البطن.

أنحاء العالم متانة استثنائية ومقاومة للتآكل وقدرة كاملة على التحمل في الأوتوكلاف.



شكرا لكم

نتطلع لمناقشة متطلباتكم من المعدات الجراحية.

تواصل مع Retractor Maker

البريد الإلكتروني

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

المواقع الإلكترونية

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

العنوان

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

تابعنا



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest