



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Caspar Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Caspar Self Retaining Retractor

SKU RM-CSRR-SET-1

\$649 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Двухшарнирная рама-шасси	Артикуляционная низкопрофильная рама с храповиком и винтовым замком
1	Ключ для ручной регулировки	Калиброванный настроечный ключ для установки микронатяжения
1 комплект	Полуострые латеральные зубчатые лопатки	Глубина 38 mm (на выбор: 2, 3 или 4 зубца)
1 комплект	Удлиненные плоские висцеральные лопатки-крючки	Гладкие атравматичные модули глубиной 38 mm
1	Защитный бокс для хранения и транспортировки	Специальный транспортировочный кейс

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Caspar Self Retaining Retractor — это признанная во всем мире хирургическая система, специально разработанная для стабильного разведения мягких тканей и внутренних органов при проведении передней шейной дискэктомии и спондилодеза (ACDF), а также корпэктомии. Благодаря двухшарнирной раме, которая отводит рукоятки в стороны от шеи, система позволяет нейрохирургам поддерживать непрерывную медиально-латеральную контртракцию, не закрывая обзор под микроскопом и не мешая флюороскопической визуализации.

Полный комплект Caspar Self Retaining Retractor (\$649) соответствует строгим клиническим стандартам и оснащен артикуляционным шасси с двойным шарниром, управляемым встроенным винтовым

фиксатором и храповым механизмом. Модульная система, изготовленная вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, включает ключ для ручной регулировки и систему съемных лопаток со стандартной рабочей глубиной 38 mm. Ассортимент лопаток включает полуострые зубчатые модели (2, 3 или 4 зубца для надежной фиксации в мышцах longus colli) и удлиненные плоские лопатки/крючки Caspar для безопасного медиального отведения пищевода и трахеи.

Инструмент имеет антибликовое сатиновое покрытие. Retractor Maker производит Caspar Self Retaining Retractor с расчетом на многократные циклы автоклавирования, обеспечивая нейрохирургические и ортопедические центры по всему миру непревзойденной механической стабильностью, коррозионной стойкостью и долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest