



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur autostatique Judd-Masson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur autostatique Judd-Masson

SKU RM-JMSR-399-1

\$399 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de base autostatique robuste	Châssis multipoint conçu pour une large visibilité 3D
2	Valves latérales plates fixes	Panneaux de 69 mm de profondeur orientés vers l'extérieur avec fenestrations protectrices à 90 degrés
1	Composant de valve centrale réglable	Valve plate pleine configurée pour s'adapter aux structures organiques internes
1	Ensemble de double verrouillage manuel à crémaillère	Doubles clips de verrouillage mécanique gérant les réglages d'expansion des deux systèmes de valves
2	Bras d'écartement ergonomiques	Poignées structurées légères avec bords lisses protecteurs pour les tissus
1	Boîte / Rangement de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur autostatique Judd-Masson est un système d'écartement chirurgical urologique et pelvien de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement viscéral et des tissus mous multidirectionnel et sécurisé lors des interventions urologiques sus-pubiennes ouvertes. Conçu avec un châssis multipoint ultra-rigide, cet instrument maintient la paroi abdominale, les muscles grands droits et les berges de la vessie ouverts sous une tension mécanique verrouillée, éliminant la fatigue manuelle de l'assistant tout en préservant un couloir visuel statique et large dans la lumière vésicale.

Conçu selon des spécifications cliniques rigoureuses, cet ensemble complet d'écarteur autostatique Judd-Masson (\$399) comprend un cadre de base autostatique robuste conçu pour une large visibilité 3D à

l'intérieur des espaces pelviens et abdominaux. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le système présente une profondeur structurelle opératoire standard de 68 mm associée à un profil de valves latérales de 69 mm de profondeur avec des fenestrations protectrices à 90 degrés. Sa valve centrale plate et pleine est réglable pour s'adapter en toute sécurité aux structures organiques internes profondes, tandis que l'ensemble de double verrouillage manuel à crémaillère gère les réglages d'expansion pour les deux systèmes de valves jusqu'à une limite horizontale maximale de 120 mm.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur autostatique Judd-Masson pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires d'urologie, aux centres de reconstruction pelvienne et aux unités de chirurgie générale du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité complète à l'autoclavage.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)