



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de côtes Morse Rib Spreader

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de côtes Morse Rib Spreader

SKU RM-MRS-SERIES-1

\$239 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Option A — 22 × 27 mm / 200 mm Spread	RM-MRS-SERIES-1-A	\$239
Option B — 30 × 28 mm / Écartement 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-B	\$259
Option C — 42 × 28 mm / Écartement 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-C	\$279
Option D — 55 × 28 mm / Écartement 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-D	\$299

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Morse Rib Spreader est un écarteur chirurgical thoracique avancé, conçu spécifiquement pour assurer une séparation intercostale polyvalente et atraumatique et une exposition de la paroi thoracique lors des thoracotomies ouvertes. Équipé d'un rail de guidage parallèle ultra-léger et de valves mobiles multi-positions, cet instrument permet aux chirurgiens d'ajuster dynamiquement l'orientation des valves le long de la courbure costale, répartissant uniformément les forces de distraction pour éliminer le stress osseux focal et les fractures costales.

Construit pour offrir une flexibilité clinique maximale tout en minimisant le poids total de l'instrument, cet inventaire Morse Rib Spreader se décline en quatre configurations de tailles de valves mobiles uniques : l'Option A (239 \$) comprend des valves latérales de 22 mm × 27 mm avec un écartement maximal de 200 mm ; l'Option B (259 \$) présente des valves de 30 mm × 28 mm avec un écartement de 210 mm ; l'Option C (279 \$) dispose de valves de 42 mm × 28 mm avec un écartement de 210 mm ; et l'Option D (299 \$) offre des valves de 55 mm × 28 mm avec un écartement de 210 mm. Le système monte quatre valves coudées mobiles (deux par

branche), fixées par une vis de blocage intégrée qui rigidifie le cadre pour réduire la fatigue manuelle.

Fabriquée avec des valves en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker produit le Morse Rib Spreader pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs cardiothoraciques, centres de traumatologie et cliniques de chirurgie pulmonaire du monde entier une durabilité inégalée, une résistance à la corrosion et une fiabilité totale à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest