



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Válvula Mitral

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Separador de Válvula Mitral

**SKU** RM-MVR-1

**\$899 USD**

### LISTA DE COMPONENTES

| CANTIDAD | COMPONENTE                  | DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN                                                        |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Soporte principal           | Componente de soporte estructural principal del sistema de retracción            |
| 1        | Separador esternal Cooley   | Componente de retracción del esternón                                            |
| 1        | Brazo lateral               | Proporciona soporte estructural adicional y posicionamiento                      |
| 3        | Clamp universal             | Conecta y asegura los componentes compatibles dentro del sistema                 |
| 1        | Valva tricuspídea           | Opción de valva para exposición quirúrgica cardíaca                              |
| 1        | Valva de retracción grande  | Opción de valva de mayor tamaño para retracción de tejido                        |
| 3        | Valva de retracción pequeña | Opciones de valvas pequeñas para retracción de tejido                            |
| 1        | Caja de esterilización      | Organiza y protege el juego completo durante el almacenamiento y reprocesamiento |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Válvula Mitral es un sistema de retracción especializado para cirugía cardíaca, diseñado para establecer una exposición clara y estable de la aurícula izquierda y la anatomía intracardíaca durante las reconstrucciones valvulares. Al integrarse directamente en un separador esternal Cooley o en el marco de la

esternotomía, este conjunto eleva e aísla el tejido auricular para ofrecer a los cirujanos cardíacos una visión sin obstrucciones del anillo valvular.

Configurado para un posicionamiento intraoperatorio completo, el sistema de Separador de Válvula Mitral combina un separador externo Cooley de alta resistencia, un soporte estructural primario, un brazo lateral ajustable y tres clamps de montaje universales. El juego de valvas incluye una valva tricuspídea específica, una valva de retracción grande y tres valvas pequeñas diseñadas para retraer suavemente los márgenes auriculares y el tejido del tabique interauricular sin causar desgarros.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker suministra el Separador de Válvula Mitral completo en estado no estéril y totalmente autoclavable en una caja de esterilización organizada de alta resistencia, proporcionando a los hospitales una calidad constante y un rendimiento fiable durante los procedimientos de bypass cardiopulmonar.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest