



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Meyerding Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Meyerding Retractor

SKU RM-MDR-18-1

\$99 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Stumpfes Arbeitsende	Gesamtlänge: 18 cm · Klinische Hauptrolle: Atraumatische paraspinale Muskelverdrängung und Weichteilhaltung · Preis (USD): \$99.00
1	Scharfes Arbeitsende	Gesamtlänge: 18 cm · Klinische Hauptrolle: Sicherer Halt in dichter fibröser Faszie und Sehnenansätzen · Preis (USD): \$99.00
1	Gezahntes Arbeitsende	Gesamtlänge: 18 cm · Klinische Hauptrolle: Rutschfeste ossäre Verankerung an der Lamina und dem Facettenrand · Preis (USD): \$99.00
1	Sattelförmiges Arbeitsende	Gesamtlänge: 18 cm · Klinische Hauptrolle: Konturierte Aufnahme von Muskelbündeln und Zugang zur spinalen Dekompression · Preis (USD): \$99.00
1	Schutzhülle / Box	Gesamtlänge: Standard-Transportverpackung · Klinische Hauptrolle: — · Preis (USD): Inbegriffen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Meyerding Retractor ist ein international anerkanntes chirurgisches Wundhakenmodell für die Wirbelsäule und Orthopädie, das speziell für die kraftvolle, rutschfeste Retraktion von paraspinalen Muskeln und Weichteilen bei Laminektomien, Disktomien und Gelenkrekonstruktionen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem verlängerten, rechtwinkligen Blatt, ermöglicht dieses Instrument dem Operationsassistenten die Anwendung von starkem manuellem Gegenzug gegen dichte Muskelbündel, wodurch ein freies Sichtfeld auf die Lamina und die Dornfortsätze gewährleistet wird.

Diese für hohe chirurgische Hebelwirkung konzipierte Meyerding Retractor-Konfiguration weist eine einheitliche Gesamtlänge von 18 cm (\$99) auf. Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Griffstück kombiniert ein Ein-Ring-Design mit einem ergonomischen Hakenprofil, das dem Assistenten überlegene Zugkraft und Handstabilisierung verleiht. Chirurgen können über das Bestellmenü aus vier verschiedenen Valvenprofilen wählen: Stumpf für die atraumatische Muskelverdrängung, Scharf für sicheren Halt in der Faszie, Gezahnt für die feste Verankerung an Knochenrinden oder Sattelförmig zur Umschließung paraspinaler Geweberänder.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Meyerding Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet Wirbelsäulenzentren, neurochirurgischen Operationssäulen und orthopädischen Trauma-Einheiten weltweit kompromisslose strukturelle Steifigkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest