



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Wullstein Weitlaner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Autoestático Wullstein Weitlaner

SKU RM-WWSRR-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Compacto (4", 4 ¼", 4 ½") — Reto / Curvo; 2x2 ou 2x3 dentes	RM-WWSRR-1-1	\$44
Intermediário (5 ⅞", 5.5", 6", 6 ½") — Reto / Curvo; dentes 2x3, 3x3 ou 3x4	RM-WWSRR-1-2	\$59
Estendido (8", 9 ½", 10") — Reto / Curvo; dentes 3x3 ou 3x4	RM-WWSRR-1-3	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Wullstein Weitlaner é um afastador cirúrgico autoestático de renome internacional, projetado especificamente para fornecer retração confiável e autônoma de tecidos moles e periósteo em corredores cirúrgicos confinados. Desenvolvido com mandíbulas multi-dentadas curvadas para fora e uma trava mecânica de cremalheira integrada, este instrumento mantém contra-tração constante e calibrada entre as margens opostas da ferida, eliminando a fadiga manual do assistente enquanto preserva um campo visual aberto sob microscópios operatórios.

Construído para suportar protocolos frequentes de esterilização e autoclavagem, esta série de Afastador Autoestático Wullstein Weitlaner apresenta uma ampla matriz de tamanhos em dez comprimentos totais: 4" (\$44), 4 ¼" (\$49), 4 ½" (\$54), 5 ⅞" (\$59), 5.5" (\$64), 6" (\$69), 6 ½" (\$74), 8" (\$79), 9 ½" (\$84) e 10" (\$89). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento oferece perfis de hastes Retas ou Curvas combinados com opções de densidade de dentes de 2x2, 2x3, 3x3 ou 3x4. Os cirurgiões podem selecionar pontas Rombas otimizadas para retração segura e atraumática próxima a vias vasculares sensíveis, ou pontas Agudas projetadas para oferecer uma fixação firme e antiderrapante em camadas dérmicas ou fasciais mais resistentes.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Autoestático Wullstein Weitlaner para manter padrões clínicos rigorosos, fornecendo a centros de ORL, salas de neurocirurgia e clínicas de cirurgia plástica reconstrutiva em todo o mundo excepcional resistência à corrosão, estabilidade mecânica e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest