



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur pour greffe osseuse Saxena Bone Grafting
Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur pour greffe osseuse Saxena Bone Grafting Retractor

SKU RM-SBGR-1

\$124 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
16.5 cm variante — Striée ou Stries croisées	RM-SBGR-1-1	\$124
Variante 25.5 cm — Striée ou à stries croisées	RM-SBGR-1-2	\$149

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Saxena Bone Grafting Retractor est un écarteur chirurgical orthopédique et reconstructeur indispensable, conçu spécifiquement pour assurer une stabilisation osseuse fiable et l'écartement des tissus mous lors du prélèvement de greffons osseux autologues. Doté de mors texturés spécialisés qui s'ancrent solidement sur la crête iliaque ou les cortices tibiales, cet instrument empêche tout glissement sous une traction mécanique importante, protégeant les faisceaux neurovasculaires environnants pendant l'utilisation de trépan et d'ostéotomes.

Conçu pour résister à des cycles fréquents de stérilisation en autoclave tout en offrant une garantie à vie contre la rouille et les défauts de fabrication, ce Saxena Bone Grafting Retractor est hautement personnalisable à travers deux profils de longueur : une variante de 16.5 cm (\$124) optimisée pour les champs plus restreints et confinés, et une variante étendue de 25.5 cm (\$149) conçue pour offrir une portée suffisante dans les sites opératoires profonds. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les chirurgiens peuvent choisir entre deux configurations de mors texturés : un profil à mors striés pour une prise linéaire, ou un profil à mors quadrillés pour un engagement osseux antidérapant multidirectionnel.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique le Saxena Bone Grafting Retractor pour supporter un couple mécanique immense et des cycles répétés en autoclave hospitalier, offrant aux centres de

traumatologie orthopédique, aux unités rachidiennes et aux cliniques maxillo-faciales du monde entier une rigidité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest