



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

創傷・頬粘膜用コンビネーション開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



創傷・頬粘膜用コンビネーション開創器

SKU RM-CWCR-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Combination Wound and Cheek Retractor	口腔および創傷用両頭開創器 — 1	\$69
Protective Sleeve / Box	個別輸送用パッケージ — 1	\$69

製品詳細

創傷・頬粘膜用コンビネーション開創器は、口腔外科、顎顔面外科、形成再建外科の手順において優れた軟部組織変位を実現するために設計された、適応性の高い二刀流の手術器具です。対照的な機能端を持つ設計により、手術チームは器具を持ち替えることなく、広い頬の挙上と局所的な創縁の牽引をスムーズに切り替えることができます。

口腔内および顔面のクリアランスを最適化するために構築されたこの創傷・頬粘膜用コンビネーション開創器（\$69）は、一方に回転バーから頬粘膜を保護する滑らかな輪郭の幅広の頬用ブレードを、もう一方の端に精密な皮弁および創傷牽引のための湾曲したフックブレードを統合しています。バランスの取れた中央ハンドルは、手術助手に安定した手動制御と快適なグリップを提供し、長時間の消耗の激しい手術中の手の疲労を軽減します。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から製造され、反射防止のサテンマット仕上げが施された Retractor Maker の創傷・頬粘膜用コンビネーション開創器は、未滅菌の状態では保護パッケージに封入されており、完全オートクレーブ対応です。世界中の手術室で高い耐食性と信頼できる耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest