



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Costelas Finochietto (Modificado)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Costelas Finochietto (Modificado)

SKU RM-FMR-299-1

\$299 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura de Trilho Horizontal Aerodinâmica	Trilho deslizante plano que suporta alargamento manual para acesso profundo (abertura de 120 mm)
2 (Par Fixo)	Lâminas Curvas Fixas	Lâminas laterais fenestradas de 14 mm x 15 mm contornadas para superfícies costais
1	Conjunto de Trava de Parafuso Rotativo	Engrenagem de aperto para garantir a retração cirúrgica ideal
2	Braços de Extensão Ergonômicos	Alças leves para afastamento de tecidos que reduzem a fadiga do usuário
1	Caixa / Embalagem Protetora	Embalagem de transporte padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Costelas Finochietto (Modificado) é um afastador cirúrgico torácico especializado, desenvolvido especificamente para proporcionar separação costal gradual e segura, além de exposição da parede torácica durante procedimentos de toracotomia anterior e lateral. Projetado com lâminas laterais fenestradas fixas, este instrumento modificado permite que cirurgiões apliquem forças de afastamento mecânico calibradas sobre estruturas costais delicadas, prevenindo fraturas ósseas enquanto mantém um corredor visual estável e desobstruído na cavidade pleural.

Construída seguindo especificações clínicas rigorosas, esta configuração do Afastador de Costelas Finochietto (Modificado) (\$299) apresenta uma estrutura de trilho horizontal simplificada que suporta a ampliação manual para acesso profundo até uma expansão máxima de 120 mm. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI

304/316 de qualidade superior (não magnético), as dimensões das lâminas incorporam lâminas curvas fixas de 14 mm × 15 mm contornadas para superfícies costais, tornando-as ideais para ossos delicados e caixas torácicas pediátricas ou de adultos magros. O conjunto de trava de parafuso rotativo assegura a retração cirúrgica ideal, enquanto os dois braços de extensão ergonômicos reduzem a fadiga do usuário.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Costelas Finochietto (Modificado) para resistir a ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo a centros cardiorrespiratórios, unidades de trauma e salas de cirurgia torácica pediátrica em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)