



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Richardson com Cabo Ergonômico

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Richardson com Cabo Ergonômico

SKU RM-RRGH-1

\$64 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
9 ½" (24.13 cm) — Cabo Oco, Lamb, ou Leve	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — Cabo oco, tipo Lamb ou leve	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — Cabo oco, tipo Lamb ou leve	RM-RRGH-1-3	\$74

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Richardson com Cabo Ergonômico é um refinamento ergonômico avançado do clássico afastador abdominal, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento muscular profundo e reduzir a fadiga do usuário durante grandes procedimentos abertos. Projetado com uma lâmina côncava alongada em ângulo reto terminando em um rebordo de retenção suave, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos apliquem contra-tração contínua em paredes abdominais densas e planos viscerais sem deslizamento.

Construído para suportar esterilização em autoclave de alta frequência mantendo-se completamente resistente à corrosão, esta série do Afastador Richardson com Cabo Ergonômico é altamente adaptável em três comprimentos totais: 9 ½ inches (24.13 cm, \$64), 10 inches (25.40 cm, \$69) e 11 inches (27.94 cm, \$74). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), os cirurgiões podem selecionar entre três perfis de cabo especializados: um Cabo Oco construído com uma estrutura leve para minimizar a tensão, um Cabo Lamb moldado ergonomicamente para apoio firme na palma da mão, ou um Cabo Leve. Seu chassi balanceado fornece aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual livre de fadiga.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Richardson com Cabo Ergonômico para suportar cargas mecânicas pesadas e ciclos repetidos de esterilização hospitalar,

fornecendo a salas de cirurgia geral, ginecológica e ortopédica em todo o mundo durabilidade clínica excepcional, resistência à corrosão e confiabilidade cirúrgica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)