



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Abdominoplastia Yancoskie

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para Abdominoplastia Yancoskie

SKU RM-YAR-75-1

\$99 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador para Abdominoplastia Yancoskie	Longitud de 7 ½" (19.0 cm), rastrillo de 152 mm de ancho, 6 dientes afilados alineados	\$99
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador para abdominoplastia Yancoskie es un instrumento indispensable en cirugía plástica estética y reconstructiva, diseñado específicamente para proporcionar una elevación amplia y antideslizante del colgajo cutáneo y exposición fascial durante abdominoplastias completas, paniculectomías y cirugía de contorno corporal. Diseñado con un perfil de rastrillo ultra ancho, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos aplicar una contracción manual uniforme en todo el delantal abdominal inferior, elevando la dermis gruesa y el tejido adiposo limpiamente de la vaina del recto sin desgarros tisulares localizados.

Construido para soportar ciclos de esterilización en autoclave de alta frecuencia sin degradación estructural, esta configuración del separador para abdominoplastia Yancoskie presenta una longitud total de la herramienta de 7 ½ inches (19.0 cm, \$99). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), su ancho de trabajo activo cuenta con una interfaz de rastrillo expansiva de 152 mm de ancho. La arquitectura de los dientes incorpora un diseño de un solo extremo que integra 6 sharp in-line prongs que distribuyen la tracción de manera uniforme a través de los planos fasciales subcutáneos densos, evitando la liberación accidental del tejido. Su robusto mango ergonómico garantiza un control de agarre manual antideslizante durante procedimientos de varias horas.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador para abdominoplastia Yancoskie para cumplir con estrictos estándares clínicos bajo luces quirúrgicas de alta

intensidad, proporcionando a clínicas cosméticas, centros de contorno corporal y suites reconstructivas hospitalarias de todo el mundo una estabilidad mecánica, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave inigualables.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest