



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Scoville-Haverfield
самодержащийся

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Scoville-Have rfield самодерж ащийся

SKU RM-SHSRR-150-1

\$339 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТ ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самодержащаяся рама с шарнирными браншами	Шарнирный корпус ножничного типа, отклоняющийся вниз за пределы линии обзора
1	Съемное боковое лезвие с острым зубцом	Однозубый крючок 50 mm, предназначенный для глубокой фиксации под краями разреза
1	Съемная сплошная зубчатая лопатка	Лопатка для ретракции кости 60 mm x 25 mm с микрозубчатым кончиком
1	Встроенный ручной винтовой замок	Центральный резьбовой механизм, обеспечивающий фиксацию для снижения усталости рук
2	Эргономичные рычаги ретрактора	Легкие структурированные рукоятки с полностью гладкими краями
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Самодержащийся ранорасширитель Scoville-Haverfield — это высококлассная шарнирная нейрохирургическая и спинальная ретракционная система, разработанная специально для глубокого и беспрепятственного разведения параспинальных тканей во время сложных поясничных ламинэктомий и спондилодеза. Благодаря шарнирным браншам, отклоняющимся вниз, механический корпус инструмента плоско ложится по контурам тела пациента, полностью выводя рукоятки из линии обзора хирурга под микроскопом.

Созданный в соответствии с клиническими стандартами, этот полный комплект Scoville-Haverfield (\$339) обеспечивает горизонтальное разведение до 150 mm. Модульная система, изготовленная вручную из немецкой нержавеющей стали, включает съемное боковое лезвие с одним острым зубцом рабочей глубиной 50 mm для надежной фиксации под плотными краями разреза, а также съемную сплошную зубчатую лопатку размером 60 mm x 25 mm (25 mm ширина x 60 mm длина) с микрозубчатым кончиком для атравматичного захвата костных краев. Встроенный центральный винтовой механизм фиксации обеспечивает стабильное удержание в раскрытом состоянии, исключая усталость рук ассистента.

Кованый инструмент с антибликовым сатинированным покрытием Retractor Maker производится с учетом многократных циклов автоклавирования, обеспечивая нейрохирургические центры и ортопедические операционные по всему миру исключительной механической стабильностью и коррозионной стойкостью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest