



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Helms

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Helms

SKU RM-HLR-11-1

\$109 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Helms	11 cm de comprimento total, 2 dentes rombos lisos, trava de parafuso	\$109
Estojo / Luva Protetora	Embalagem individual para transporte	\$109

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Helms é um instrumento microcirúrgico autorretentivo especializado, projetado especificamente para fornecer separação de tecidos moles segura e não traumática em corredores cirúrgicos estreitos. Projetado para alta precisão em campos confinados, este afastador permite que os cirurgiões mantenham uma visualização operatória clara durante procedimentos delicados de ouvido, couro cabeludo e face sem obstruir os microinstrumentos adjacentes.

Construído em uma configuração de perfil compacto, este modelo do Afastador Helms apresenta um comprimento total de 11 cm (\$109) adaptado para o máximo controle cirúrgico dentro de zonas operatórias fechadas. Sua extremidade de trabalho incorpora 2 dentes rombos e atraumáticos projetados para uma apreensão tecidual suave, porém firme, evitando a necrose por pressão focal em margens cutâneas frágeis e cartilagens. O mecanismo de trava de parafuso de baixo perfil garante ajustes de tensão micro-incrementais que se mantêm seguros durante longas microdissecções.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Helms para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo às salas de otorrinolaringologia, neurocirurgia e cirurgia plástica em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest