



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Kelly con Mango Ergonómico

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Kelly con Mango Ergonómico

SKU RM-KLR-GH-1

\$94 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	38 mm largo × 51 mm ancho	Longitudes disponibles: 24 cm o 26 cm · Estilos de mango: Hollow Grip o Lightweight Grip · Precio (USD): \$94.00 / \$99.00
1	51 mm largo × 63 mm ancho	Longitudes disponibles: 24 cm o 26 cm · Estilos de mango: Hollow Grip o Lightweight Grip · Precio (USD): \$94.00 / \$99.00
1	63 mm largo × 76 mm ancho	Longitudes disponibles: 24 cm o 26 cm · Estilos de mango: Hollow Grip o Lightweight Grip · Precio (USD): \$94.00 / \$99.00
1	76 mm largo × 89 mm ancho	Longitudes disponibles: 24 cm o 26 cm · Estilos de mango: Hollow Grip o Lightweight Grip · Precio (USD): \$94.00 / \$99.00
1	89 mm largo × 76 mm ancho	Longitudes disponibles: 24 cm o 26 cm · Estilos de mango: Hollow Grip o Lightweight Grip · Precio (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Funda protectora / Caja	Longitudes disponibles: Embalaje de transporte estándar · Estilos de mango: — · Precio (USD): Incluido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Kelly con Mango Ergonómico representa un refinamiento ergonómico avanzado del separador abdominal profundo tradicional, diseñado específicamente para combinar el desplazamiento de tejido profundo con una menor fatiga del usuario. Diseñado con un mango de agarre contorneado, este instrumento permite a

los asistentes quirúrgicos aplicar una contratracción continua y firme en músculos densos y vísceras, evitando calambres manuales durante procedimientos prolongados.

Fabricada con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), esta serie de Separador Kelly con Mango Ergonómico ofrece una variedad de longitudes de bastidor, anchos y configuraciones de mango seleccionables a través del menú de pedidos personalizados. Los cirujanos pueden elegir entre un mango Hollow Grip o un mango Lightweight Grip, combinados con longitudes totales de 24 cm (\$94) o 26 cm (\$99). La línea cuenta con cinco superficies de hoja disponibles: 38 × 51 mm, 51 × 63 mm, 63 × 76 mm, 76 × 89 mm y 89 × 76 mm, cada una terminada en un labio de retención redondeado para evitar el deslizamiento del tejido.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Kelly con Mango Ergonómico para soportar una tracción mecánica pesada y ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los quirófanos generales, ginecológicos y ortopédicos de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y compatibilidad total con autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest