



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Senn Forward

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Senn Forward

SKU RM-SFR-625-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Senn Forward Retractor	Longitud de 6.25" (15.87 cm), punta frontal con dientes poco profundos, mango plano	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Senn Forward Retractor es un innovador instrumento quirúrgico manual diseñado específicamente para proporcionar una retracción segura y antideslizante de los bordes de heridas superficiales y el desplazamiento de tejidos blandos durante intervenciones de cirugía plástica, de mano y general. Diseñado con una hoja de proyección frontal con ángulo anatómico, este separador permite a los equipos quirúrgicos sujetar planos de tejido fibroso de forma limpia, manteniendo las manos del asistente fuera de la línea de visión operativa del cirujano.

Construido con una superficie inerte para proteger contra la degradación ambiental, esta configuración del Senn Forward Retractor presenta una longitud total del instrumento de 6.25 pulgadas (15.87 cm, \$49). Fabricada a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la geometría de la punta de trabajo presenta una punta frontal especializada armada con dientes poco profundos para un control de tejido altamente eficiente y sin deslizamientos en bordes dérmicos densos y fascia sin causar lesiones por aplastamiento. El diseño de extremo único está integrado en un chasis de mango ergonómicamente suavizado que proporciona a los asistentes quirúrgicos un apalancamiento manual sin fatiga.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Senn Forward Retractor para soportar ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a centros quirúrgicos ambulatorios, clínicas de cirugía plástica y salas de trauma en todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión,

rigidez estructural y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest