



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Gosset Otostatik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Gosset Otostatik Ekartör

SKU RM-GSR-SET-1

\$349 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Otostatik Sürgülü Ray Gövdesi	Düz veya kavisli mekanik kollarla sunulan temel şasi
2 (1 Çift)	Sabit Tel Lateral Kanatlar	63 mm x 35 mm halka tipi travmatik olmayan kanatlar
1	Sökülebilir Masif Merkezi Kanat	60 mm x 65 mm hafif kavisli doku ekartasyon paleti (3 kanatlı kurulumda)
1	Çift Sürgülü Vidalı Kilit Dişlisi	Ray konumunu sabitlemek için çok noktalı manuel başparmak kilitleme vidası sistemi
2	Ergonomik Forseps Uzatma Kolları	Tamamen pürüzsüz dış kenarlara sahip hafif sap rayları
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gosset Otostatik Ektartör, laparotomi ve pelvik prosedürler sırasında güvenilir, eller serbest yara kenarı ayrımı ve visceral deplasman sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş bir abdominal cerrahi ektartördür. Ayarlanabilir sürgülü bar şasisi ve travmatik olmayan halka tipi tel lateral kanatları ile tasarlanan bu alet, fokal iskemik doku kontüzyonlarına neden olmadan karın duvarı boyunca sabit karşı traksiyon sağlar.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre üretilen bu Gosset Otostatik Ekartör tam seti (\$349), pürüzsüz dış kenarlara sahip ergonomik forseps uzatma kollarının eşlik ettiği, düz veya kavisli mekanik kollara sahip otostatik sürgülü ray gövdesine sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle

üretileen envanter, iki farklı şekilde yapılandırılabilir: 160 mm maksimum ray açıklığına kadar genişleyen, 63 mm x 35 mm tel lateral kanatlarla eşleştirilmiş 60 mm x 65 mm masif merkezi kanatlı 3-Kanatlı Tam Sistem veya 140 mm maksimum ray açıklığına kadar genişleyen 63 mm x 35 mm tel lateral kanatlı 2-Kanatlı Dar Sistem. Çift sürgülü vidalı kilit dişlisi, konumu anında sabitler.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Gosset Otostatik Ekartörü hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; dünya çapındaki genel cerrahi ünitelerine, obstetrik ameliyathanelerine ve acil laparotomi kliniklerine olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest