



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Pescoço Flexível

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Pescoço Flexível

SKU RM-FNR-1

\$29 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Configuração de 2 dentes — Extremidades agudas ou rombas	RM-FNR-1-1	\$29
Configuração de 3 Dentes — Extremidades Agudas ou Rombas	RM-FNR-1-2	\$34
Configuração de 4 dentes — Extremidades agudas ou rombas	RM-FNR-1-3	\$39

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Pescoço Flexível é um instrumento cirúrgico manual adaptável, desenvolvido especificamente para fornecer exposição personalizada de tecidos moles e afastamento de margens de feridas em contornos cervicais e faciais complexos. Projetado com um segmento de pescoço semimaleável, este instrumento permite que cirurgiões e assistentes curvem e contornem a haste durante a operação para contornar obstruções visuais e evitar o congestionamento de instrumentos em corredores cirúrgicos estreitos.

Construído para diversas zonas anatômicas, o Afastador de Pescoço Flexível apresenta um comprimento total padrão de 16 cm, que proporciona controle manual equilibrado e feedback tátil refinado. O instrumento é fabricado em três configurações de dentes: 2 dentes (\$29), 3 dentes (\$34) e uma configuração ampla de 4 dentes (\$39). Cada densidade de dentes pode ser selecionada com pontas Agudas, para fixação firme em camadas fasciais densas, ou pontas Rombas, para proteger com segurança estruturas neurovasculares e margens cutâneas delicadas.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Pescoço Flexível para suportar dobras repetitivas e ciclos padrão de autoclave hospitalar, proporcionando às equipes de otorrinolaringologia,

plástica e cirurgia geral em todo o mundo versatilidade excepcional, resistência à corrosão e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)