



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Lone Star Retractor (Gynécologie et Urologie Masculine)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Lone Star Retractor (Gynécologie et Urologie Masculine)

SKU RM-LSR-GMU-1

\$399 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Petit anneau — 16.6 cm x 16.2 cm (Gynécologie/Urologie)	RM-LSR-GMU-1-1	\$384
Anneau standard — 25.3 cm x 11.3 cm (Gynécologie/Urologie)	RM-LSR-GMU-1-2	\$399
Grand Anneau — 32.5 cm x 18.3 cm (Gynécologie/Urologie)	RM-LSR-GMU-1-3	\$414

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Lone Star Retractor (Gynécologie et Urologie Masculine) est un écarteur chirurgical autostatique spécialisé, conçu pour établir une visibilité opératoire sans obstruction lors d'interventions uro-gynécologiques et d'urologie masculine complexes. En fixant des crochets élastiques sur son anneau extérieur articulé, cette plateforme assure une rétraction multidirectionnelle et mains libres qui élimine la fatigue de l'assistant tout en préservant les tissus génitaux et périnéaux délicats.

Conçu pour s'adapter parfaitement à l'anatomie pelvienne et inguinale, ce cadre Lone Star Retractor (Gynécologie et Urologie Masculine) présente une architecture articulée à charnière qui se fléchit pour reposer à plat contre le périnée ou le bas de l'abdomen du patient. Les encoches périphériques intégrées verrouillent les haubans élastiques de manière sécurisée à des positions micro-incrémentielles, permettant aux chirurgiens d'ajuster facilement les vecteurs de tension sans déchirer les lambeaux muqueux ni provoquer d'ischémie localisée.

Fabriqué en aluminium anodisé de qualité médicale et en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) chirurgical avec une finition satinée anti-reflet, Retractor Maker fournit l'écarteur Lone Star Retractor (Gynécologie et Urologie Masculine) non stérile et entièrement autoclavable dans une boîte de

protection individuelle, offrant aux centres chirurgicaux une plateforme de rétraction pelvienne indispensable et durable.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest