



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Urology Lobster Expanded

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Urology Lobster Expanded

SKU RM-ULER-1

\$3,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
8	Grampo de Afastador Lobster	—
1	Grampo de Mesa Lobster com Poste Vertical e Acoplador de Quadro	—
1	Braço de Extensão Articulado Lobster	—
1	Quadro Lobster	—
2	Afastador Giratório Mayo Lobster	2" x 2"
2	Afastador Giratório Mayo Lobster	2¾" x 2"
1	Afastador Giratório Deaver Lobster	2¾" x 4½"
1	Afastador Giratório Deaver Lobster	1½" x 6"
1	Afastador Lobster Harrington Sweetheart	2" x 5"
1	Afastador Lobster Harrington	2.5" x 6"
1	Afastador Giratório Maleável Lobster (Perfurado)	2" x 6½"
1	Afastador Giratório Maleável Lobster (Perfurado)	3" x 6½"

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Afastador de Bexiga Maleável Marshall Lobster, Giratório	3" x 6"
1	Afastador Giratório Fence Lobster	4" x 6"
1	Afastador Giratório Splanchnic Lobster	2" x 4½"
1	Caixa de Esterilização	—

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Urology Lobster Expanded é um sistema de retração autoestático especializado, montado em mesa, projetado para superar os desafios de visibilidade e mecânicos da cirurgia urológica profunda. Ao ser fixado com segurança aos trilhos padrão da mesa de operação com um poste articulado e acoplador, este sistema estabelece um perímetro estável que libera a equipe cirúrgica da retração física, proporcionando visualização estacionária em cavidades pélvicas profundas.

Projetado especificamente para campos pélvicos e urológicos estendidos, a configuração do Urology Lobster Expanded integra uma estrutura Lobster, um braço de extensão articulado para alcance e oito grampos multi-posicionais. O conjunto de 11 lâminas apresenta ferramentas de retração urológica especializadas, incluindo um afastador giratório maleável de bexiga Marshall de 3" x 6", tiras maleáveis perfuradas, lâminas Harrington Sweetheart, Deaver, Mayo, Fence e afastadores viscerais Splanchnic que se ajustam a recessos anatômicos profundos.

Construído conforme padrões clínicos em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) e ligas de alta resistência com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o sistema Urology Lobster Expanded completo em uma caixa de esterilização reforçada e organizada, validada para autoclavagem repetida a vapor.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)