



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Feler-Ducker Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Feler-Ducker Retractor

SKU RM-FDR-1

\$109 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Option A — 54×25 mm 左 / 76×38 mm 右	RM-FDR-1-1	\$109
Option B — 76×38 mm 左 / 54×25 mm 右	RM-FDR-1-2	\$109

製品詳細

Feler-Ducker Retractorは、後方脊椎除圧術、椎弓切除術、および脊髄刺激電極の留置術において、安定したハンズフリーの術野アクセスを提供するために特別に設計された神経外科・脊椎外科用開創器です。不均一な傍脊柱組織の輪郭に適合する非対称ブレードを採用しており、局所的な組織への過度な圧迫を避けつつ、密度の高い筋肉を確実に保持します。

解剖学的なクリアランスを精密に確保するよう設計された本Feler-Ducker Retractorは、全長15.3 cm（\$109）の仕様となっています。外科医は、54 mm × 25 mm（左）と76 mm × 38 mm（右）の組み合わせ、または76 mm × 38 mm（左）と54 mm × 25 mm（右）の2種類の非対称左右パッケージから選択可能です。また、標準生産ラインには、単独の50 mm × 10 mmおよび70 mm × 10 mm形式も含まれています。内蔵のメカニカルラチェットが継続的なカウンター・トラクション（対抗牽引）を維持し、助手の手作業による疲労を解消します。

反射防止サテンマット仕上げを施したプレミアムな医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されており、Retractor Makerは厳格な臨床許容誤差に基づいてFeler-Ducker Retractorを製造しています。高い耐食性、スムーズなラチェット動作、および世界中の脊椎手術室でのオートクレーブ耐久性を備えています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest