



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bishop Dudak ve Yanak Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



## Bishop Dudak ve Yanak Ekartörü

SKU RM-BLCR-1

**\$24 USD**

### MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

| EBAT / SEÇENEK                 | SKU / DETAYLAR                                   | FİYAT (USD) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Bishop Dudak ve Yanak Ekartörü | 13.5 cm toplam uzunluk, 27 mm çift uçlu bıçaklar | \$24        |
| Koruyucu Kılıf / Kutu          | Bireysel taşıma ambalajı                         | \$24        |

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bishop Dudak ve Yanak Ekartörü; diş, maksillofasiyal ve yarık damak prosedürleri sırasında yanakların, dudakların ve ağız mukozasının atravmatik deplasmanını sağlamak için özel olarak tasarlanmış çok yönlü, çift uçlu bir cerrahi ekartördür. Pürüzsüz, yuvarlatılmış kenarlarla tasarlanan bu alet, fokal iskemiye neden olmadan ağız içi yumuşak dokuları cerrahi frezlerden ve sütür hatlarından uzak tutar.

Çok amaçlı ağız içi manipülasyon için üretilen bu Bishop Dudak ve Yanak Ekartörü modeli, 13.5 cm (\$24) toplam uzunluğa ve 27 mm genişliğinde çalışma uçlarına sahiptir. Çift uçlu geometrisi, karşı uçlarda hafif farklı bıçak kavisleri içererek cerrahların alet değiştirmeden değişen yüz anatomisine ve cerrahi açılara hızla uyum sağlamasına olanak tanır. Konturlu merkezi sap, cerrahi asistanlara sabit ve kaymaz bir manuel kontrol sunar.

Yansıma önleyici saten mat kaplamalı, birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Bishop Dudak ve Yanak Ekartörü'nü zorlu hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki diş ve ağız cerrahisi üniteleri için uzun ömürlü klinik dayanıklılık, yüksek korozyon direnci ve ergonomik denge sunar.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest