



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Vaginal Heaney Simon

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Vaginal Heaney Simon

SKU RM-HSVR-1

\$139 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
27.0 cm (10.6") — Profils Small, Medium, Large	RM-HSVR-1-1	\$139
29.2 cm (11.5") — Profils Small, Medium, Large	RM-HSVR-1-2	\$149

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur vaginal Heaney Simon est un écarteur de chirurgie gynécologique et reconstructrice pelvienne de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement stable et profond de la paroi vaginale et une visualisation de la voûte apicale. Doté d'une lame spatulée courbe allongée, cet instrument abaisse la paroi vaginale postérieure et le plancher pelvien en douceur, établissant un couloir visuel large vers le col de l'utérus et le cul-de-sac péritonéal.

Conçu pour une contre-traction pelvienne forte, l'écarteur Heaney Simon est disponible en deux longueurs totales : 27 cm (10,6 pouces, 139 \$) et une portée étendue de 29,2 cm (11,5 pouces, 149 \$) pour les profils de patientes à bassin profond ou multipares. L'instrument est classé en trois profils de tailles opérationnelles standard via le menu de configuration, garantissant une surface de lame optimale pour des capacités vaginales variables. Sa poignée ergonomique en forme de goutte offre aux assistants chirurgicaux un levier de traction constant, minimisant la fatigue manuelle lors de procédures prolongées.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Heaney Simon pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux équipes d'obstétrique, de gynécologie et d'urogynécologie du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest