



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Fisch Retractor with Joint

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Fisch Retractor with Joint

SKU RM-FRWJ-1

\$109 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
2 Zähne rechts / geriffelte Platte links — 17 cm	RM-FRWJ-1-1	\$109
2 Zähne links / geriffelte Platte rechts — 17 cm	RM-FRWJ-1-2	\$109

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Fisch Retractor with Joint ist ein unverzichtbares chirurgisches Instrument für die Otologie und Schädelbasischirurgie, das speziell für die stabile, freihändige Exposition von Schläfenbein, Mastoid und Fossa infratemporalis entwickelt wurde. Durch sein mechanisches Gelenk passt sich dieser Spreizer dynamisch an unregelmäßige Schädelkonturen an, verhindert Sichtbehinderungen und gewährleistet einen starren mikrochirurgischen Korridor für Hochgeschwindigkeitsfräsen.

Konzipiert für Präzision bei komplexen anatomischen Zugängen, bietet diese Konfiguration des Fisch Retractor with Joint eine Standardgesamtlänge von 17 cm (\$109). Die Arbeitsenden verfügen über ein 3:3 halbscharfes Zinkendesign und sind in asymmetrischen Setups wählbar: 2 Zähne rechts kombiniert mit einer gezahnten Platte links oder 2 Zähne links kombiniert mit einer gezahnten Platte rechts. Diese asymmetrische Anordnung ermöglicht es der gezinkten Valve, fest im retroaurikulären Periost zu ankern, während die gegenüberliegende gezahnte Platte den empfindlichen Gehörgangslappen sanft und ohne Gewebeverletzung retrahiert.

Gefertigt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Finish, produziert Retractor Maker den Fisch Retractor with Joint für die Beständigkeit gegenüber wiederholten Sterilisationszyklen. Er bietet HNO- und Schädelbasis-OP-Teams weltweit überlegene mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest