



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Obwegeser Yumuşak Doku Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Obwegeser Yumuşak Doku Ekartörü

SKU RM-OSTR-1

\$39 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Obwegeser Yumuşak Doku Ekartörü	8 ¾" (22.2 cm) toplam uzunluk	\$39
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$39

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Obwegeser Yumuşak Doku Ekartörü, oral ve ortognatik prosedürler sırasında hassas yumuşak doku yapılarını korurken net ve güvenilir bir operatif görüş sağlamak üzere tasarlanmış özel bir maksillofasiyal cerrahi ekartördür. Kavisli distal kanal dudağı ile tasarlanan bu alet, yanak mukozasını, dudakları ve mukoperiostal flepleri osilasyonlu testerelerden ve cerrahi matkaplardan güvenli bir şekilde uzak tutar.

Hassas kraniyo-maksillofasiyal müdahaleler için tasarlanan bu standart Obwegeser Yumuşak Doku Ekartörü konfigürasyonu, 8 ¾ inç (22.2 cm) toplam uzunluğa sahiptir. Anatomik olarak şekillendirilmiş ucu, kemik sınırlarına pürüzsüzce oturan yukarı veya aşağı kavisli kanal dudaklarına sahiptir; bu sayede kaymayı önler ve karmaşık ramus ve maksiller osteotomiler sırasında fasiyal nörovasküler yapıları korur.

Yansıma yapmayan saten kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Obwegeser Yumuşak Doku Ekartörü'nü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; ağız, çene ve plastik cerrahlara rekonstrüktif yüz cerrahisi için ergonomik ve dayanıklı bir alet sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest