



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Sisson Cilt Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sisson Cilt Ekartörü

SKU RM-SSR-105-1

\$84 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Sisson Skin Retractor	10.5 cm toplam uzunluk, 1x1 keskin uçlu kanca, yassı sap	\$84
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$84

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Sisson Skin Retractor, hassas plastik, rekonstrüktif ve fasiyal prosedürler sırasında güvenli, kaymaz cilt flebi elevasyonu ve ince yara kenarı maruziyeti sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış bir el tipi mikrocerrahi ekartördür. Ultra ince kanca profili ile tasarlanan bu enstrüman, cerrahların hassas dermal mikrosirkülasyona zarar vermeden veya marjinal nekroza neden olmadan kutanöz ve subkutanöz marjları temiz bir şekilde kavramasına olanak tanır.

Paslanmaya karşı ömür boyu garanti ile desteklenen maksimum dayanıklılık ve korozyon direnci sunan bu Sisson Skin Retractor konfigürasyonu, yüksek detaylı ve dar alanlarda doku manipülasyonu için optimize edilmiş 10.5 cm (\$84) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen uç yerleşimi, asimetric bir 1x1 keskin uç dizilimi içerir. Keskin uçlar, cilt kenarlarında güvenli ve kaymaz bir kavrama sağlamak üzere titizlikle honlanmıştır ve yüksek büyütme sırasında minimum yer değiştirme riski ile güvenilir doku tutuşu sağlar. Yassı sap, yorulmadan manuel kaldırma gücü sunar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Sisson Skin Retractor ürününü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir. Bu sayede dünya çapındaki plastik cerrahi ünitelerine, oftalmik ameliyathanelere ve KBB kliniklerine sarsılmaz yapısal sertlik, yüksek korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest