



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретракторы Fukuda Style Retractors

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретракторы Fukuda Style Retractors

SKU RM-FSR-SHLD-1

\$89 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
6 ½" (16.51 cm) — 30 mm или 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 ¾" (22.23 cm) — 30 mm или 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm или 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретракторы Fukuda Style Retractors являются незаменимыми ортопедическими инструментами, разработанными специально для надежного и контролируемого смещения проксимального отдела плечевой кости относительно суставной впадины лопатки при реконструкции плечевого сустава. Анатомически изогнутая лопатка с кольцевидным окном надежно удерживает головку плечевой кости, позволяя хирургу подготавливать поверхность гленоида без риска соскальзывания инструмента или повреждения хряща.

Серия Fukuda Style Retractors обеспечивает полную адаптивность к процедуре и включает модели трех размеров: компактную 6 ½-inch (\$89), промежуточную 8 ¾-inch (\$94) и удлиненную 9-inch (\$99). Линейка представлена в двух стандартных вариантах ширины лопатки — 30 mm и 35 mm, что позволяет подобрать инструмент под индивидуальную анатомию пациента. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистенту стабильную противотягу и контроль без проскальзывания.

Изготовленные из медицинской нержавеющей стали с антибликовым матовым покрытием, инструменты Fukuda Style Retractors от Retractor Maker рассчитаны на высокие механические нагрузки и многократные циклы автоклавирования, гарантируя исключительную долговечность, коррозионную стойкость и эффективность в операционных по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest